

唾液検体採取に関する注意事項

サンフワークリニック

下記記載内容を十分に読んでから、検体を採取してください。
ご質問等あれば、スタッフまでお声がけください。

check

60分以上空いてますか？

- ✓ 歯磨き、マウスウォッシュ
- ✓ 食事、お菓子
- ✓ 飲水（水・お茶も含む）
- ✓ ガム・飴・タブレット類

口紅などは軽く拭き取ってください

ロート
回しながら着脱

容器の蓋はしっかり締めて下さい。

不活化液を含めて
太い線（2.0）以上が
2mlの目安です

- ① ケースの裏面の印から半分程めくり、容器とロートを取り出す。
- ② 容器の蓋を外し、ロートを回しながらはめて下さい。
容器に入っている不活化液をこぼさない様に注意して下さい。
- ③ あらかじめ1～2分程度、口を閉じ、軽く下を向き自然に出てくる唾液を口の中に溜めて下さい。
- ④ ロートからはみ出さない様に、溜まった唾液を容器の中に入れて下さい。
- ⑤ ③～④を数回繰り返し、太い線（計2ml）以上入れて下さい。
- ⑥ 液が出ない時は、耳の下・あごの下をマッサージして下さい。
- ⑦ 2ml以上溜まったら、ロートを回しながら外し容器の蓋をしっかりと閉めて下さい。
- ⑧ 容器の周りをアルコール綿で拭き、消毒してください。
ケース内にロートを戻し、アルコール綿も入れ返却して下さい。
唾液が入った容器はケースに戻さないで下さい。
- ⑨ 全て終わったら、受付0285-22-1920へ電話願います。

耳下腺

指全体で耳の前、上の奥歯のあたりを後ろから前に円をえがく。

顎下腺

親指を顎の骨の内側の柔らかい部分に当て、5か所くらい順番に押す。

唾液が出ないときに試してください

